



Aan de kant,
hier kom ik aan!

Modulaire loophulp
met beengeleiding



NF-WALKER 2

De modulaire loophulp NF-Walker 2 is speciaal ontwikkeld voor kinderen met complexe problematiek. De lichaamsbrace biedt ondersteuning en de geleide elastieken en diverse opties geven de aanzet tot lopen en stimuleren een alternerende loopbeweging. De NF-Walker 2 is verkrijgbaar in 2 maten en geschikt voor kinderen tot 140 cm lichaamslengte.



NF-WALKER

2


Lopen is gezond. Je leert het letterlijk met vallen en opstaan. Het is een complexe activiteit die vraagt om balans, spierspanning en coördinatie.

Het is belangrijk om kinderen te laten bewegen, spelen en ontdekken.

De NF-Walker 2 geeft kinderen en jongeren met een ernstige bewegingsbeperking de mogelijkheid om toch mobiel te zijn. Hierdoor kan ieder kind zich op zijn eigen niveau ontwikkelen en op een veilige manier de wereld ontdekken.

NF-Walker 2

De NF-Walker 2 stimuleert het zelfstandig bewegen en deelnemen aan dagelijkse activiteiten, met beide handen vrij. De lichaamsbrace zorgt voor een totale ondersteuning van voet tot oksels en houdt een kind veilig en stabiel zodat de volledige aandacht op het aansturen van de beenspieren kan worden gericht.

Geleide elastieken en vering

De unieke vering en het katrolsysteem met geleide elastieken van de NF-Walker 2 helpen het lopen op gang. Als het ene been naar voren wordt gezet, wordt het andere been naar achteren geholpen. Dit kan bijdragen aan het doorbreken van spastische patronen en stimuleert een afwisselend looppatroon.

Modulair aanpasbaar

Standaard is de NF-Walker 2 al uitgerust met veel innovaties die kunnen helpen om een kind aan het lopen te krijgen. Daarnaast zijn er nog tal van andere opties die ervoor zorgen dat de NF-Walker 2 een kind helpen om goed te kunnen lopen. Dit maakt de NF-Walker 2 tot een zeer uitgebreid modulair samen te stellen loophulpmiddel.

Op naar buiten

De NF-Walker 2 is goedgekeurd voor gebruik op de bestrate vlakke ondergronden. Op naar buiten dus om daar een heerlijke frisse neus te halen.

Steun op de eigen voeten

Door de lichaamsbrace en de speciale schoenen staat een kind op zijn eigen voeten in plaats van door een zadel ondersteund te worden. Na het aanbrengen van de brace in een liggende houding is het in het loopframe plaatsen een kleine handeling. De beveiligingshendel zorgt ervoor dat de brace niet uit het loopframe los kan komen.

De NF-Walker 2 is standaard voorzien van:

- verend onderstel met geleide elastieken
- lichaamsbrace met rompband, bekkenband en kuitbanden
- begeleider handvat
- voorwielen met rijrichtingsfixatie en stootrollen

Enkele opties zijn:

- stuursysteem
- werkblad
- heupscharnier met abductie
- knie overstrekk beschermers
- dynamisch knie-extensie systeem
- tilbanden
- diverse modellen schoenen voor gebruik met of zonder spalken



TECHNISCHE GEGEVENS

Marcy	Maat XS met Micro-kit	Maat XS	Maat S
Geschikt voor lichaamslengte	70 - 85 cm	80 - 110 cm	100 - 140 cm
Maximale belasting	30 kg	30 kg	40 kg
Heupbreedte	15,5 - 23 cm	15,5 - 23 cm	17,7 - 29 cm
Romphoogte (heup tot oksel)	13,5 - 28 cm	13,5 - 28 cm	18 - 33 cm
Bovenbeenlengte (knie tot heup)	13 - 22 cm	16 - 26 cm	21,3 - 34,5 cm
Onderbeenlengte (enkel tot knie)	14,2 - 22 cm	16 - 26 cm	21,3 - 34,5 cm